

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                                     | Condicions d'obtenció                                                                                                    | Mostra                        | Termini | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 900101 | <b>Chlamydia trachomatis orina espontània (qPCR)</b>      | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA              | 1 dia   |             |
| 900501 | <b>Chlamydia trachomatis orina sondatge (qPCR)</b>        | Netejar la zona genital.<br>Obtenir la mostra per sondatge vesical.                                                      | ORINA SONDATGE                | 1 dia   |             |
| 902101 | <b>C. trachomatis orina pot-massatge prostàtic (qPCR)</b> | Recollir l'orina després de practicat el massatge prostàtic.                                                             | ORINA POST MASSATGE PROSTÀTIC | 1 dia   |             |
| 903701 | <b>Chlamydia trachomatis orina uretral (qPCR)</b>         | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la primera part de la micció (primer raig), en un contenidor estèril.             | ORINA URETRAL                 | 1 dia   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                               | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                   | Mostra          | Termini | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 904501 | <b>Chlamydia trachomatis exsudat uretral (qPCR)</b> | Utilitzar escovilló fi sense medi de transport, 2 cm dins de l'uretra i col·locar en un recipient amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.<br>Recollir la mostra al menys després de 2 hores de l'última micció. | EXSUDAT URETRAL | 1 dia   |             |
| 904503 | <b>HPV-16 exsudat uretral (qPCR)</b>                | En el home recollir mostra triple (gland, solc coronari i uretra distal) amb escovilló sec.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.      | EXSUDAT URETRAL | 1 dia   |             |
| 904504 | <b>HPV 18-45 exsudat uretral (qPCR)</b>             | En el home recollir mostra triple (gland, solc coronari i uretra distal) amb escovilló sec.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.      | EXSUDAT URETRAL | 1 dia   |             |
| 904505 | <b>HPV altres alt risc exsudat uretral (qPCR)</b>   | En el home recollir mostra triple (gland, solc coronari i uretra distal) amb escovilló sec.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.      | EXSUDAT URETRAL | 1 dia   |             |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: **BIOLOGIA MOLECULAR**

| Codi   | Prova                                                    | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                      | Mostra               | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 905301 | <b>Chlamydia trachomatis semen (qPCR)</b>                | Obtenir la mostra per masturbació.<br>Recollir en un recipient estèril.                                                                                                    | SEMEN                | 1 dia   |             |
| 905701 | <b>Chlamydia trachomatis exsudat vaginal (qPCR)</b>      | Recollir la mostra amb escovilló sec, amb 1 - 2 mL de sèrum fisiològic.                                                                                                    | EXSUDAT VAGINAL      | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 905702 | <b>Neisseria gonorrhoeae exsudat vaginal (qPCR)</b>      | Recollir la mostra amb escovilló sec, amb 1 - 2 mL de sèrum fisiològic.                                                                                                    | EXSUDAT VAGINAL      | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 906501 | <b>Chlamydia trachomatis exsudat endocervical (qPCR)</b> | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra amb escovilló sec, amb 1 - 2 mL de sèrum fisiològic. | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 1 dia   | 13/07/2018  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                                    | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                                                            | Mostra               | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 906502 | <b>Neisseria gonorrhoeae exsudat endocervical (qPCR)</b> | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra amb escovilló sec, amb 1 - 2 mL de sèrum fisiològic.                                                                                                       | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 906503 | <b>HPV-16 exsudat endocervical (qPCR)</b>                | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra endocervical amb escovilló sec amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.                                                                                             | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 906504 | <b>HPV 18-45 exsudat endocervical (qPCR)</b>             | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra endocervical amb escovilló sense medi de transport.<br>Col·locar els escobillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 906505 | <b>HPV altres alt risc exsudat endocervical (qPCR)</b>   | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra endocervical amb escovilló sense medi de transport.<br>Col·locar els escobillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 1 dia   | 13/07/2018  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                              | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                        | Mostra                 | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 907301 | <b>Chlamydia trachomatis trompa uterina (qPCR)</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració. Si no es possible, recollir amb escovilló sense medi de transport i col·locar en un recipient amb 1-2 mL de sèrum fisiològic                                          | EXSUDAT TROMPA UTERINA | 1 dia   |             |
| 908901 | <b>Clostridium difficile toxina (qPCR)</b>         | Recollir en un recipient estèril. No recollir femtes no formades. No son aptes mostres recollides amb escovilló.                                                                                                             | FEMTA                  | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 908902 | <b>Panell gastrointestinal (qPCR)</b>              | Recollir en un recipient estèril. Intentar recollir femtes no formades (mostres líquides de preferència). No son aptes mostres recollides amb escovilló.                                                                     | FEMTA                  | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 910101 | <b>Chlamydia trachomatis conjuntival (qPCR)</b>    | Evitar l'administració prèvia de col·liris, anestèsics o antibiòtics. Frotis amb escovilló (humidificat amb sèrum fisiològic) sense medi de transport. Col·locar el escovilló en un recipient amb 1-2 mL de sèrum fisiològic | EXSUDAT CONJUNTIVAL    | 1 dia   |             |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                              | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                      | Mostra               | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 914501 | <b>HPV (PCR)</b>                                   | Recollir exsudat endocervical amb escovilló sec.                                                                                                                                                                                           | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 914502 | <b>HPV 18-45 exsudat rectal (qPCR)</b>             | Frotis amb escovilló sense medi de transport.<br>Introduir passant el esfínter anal, rotar i esperar 10-30 segons abans de retirar.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | EXSUDAT RECTAL       | 1 dia   |             |
| 914503 | <b>HPV altres alt risc exsudat rectal (qPCR)</b>   | Frotis amb escovilló sense medi de transport.<br>Introduir passant el esfínter anal, rotar i esperar 10-30 segons abans de retirar.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | EXSUDAT RECTAL       | 1 dia   |             |
| 914504 | <b>Chlamydia trachomatis exsudat rectal (qPCR)</b> | Frotis amb escovilló sense medi de transport.<br>Introduir passant el esfínter anal, rotar i esperar 10-30 segons abans de retirar.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | EXSUDAT RECTAL       | 1 dia   |             |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                      | Mostra          | Termini   | Acreditació |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 914505 | <b>Neisseria gonorrhoeae exsudat rectal (qPCR)</b>    | Frotis amb escovilló sense medi de transport.<br>Introduir passant el esfínter anal, rotar i esperar 10-30 segons abans de retirar.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | EXSUDAT RECTAL  | 1 dia     |             |
| 919701 | <b>Chlamydia trachomatis PCR</b>                      | Recollir orina en un pot estèril.<br>Utilitzar escovillons secs (sense medi de transport) introduïts en un tub amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.                                                                                             | ORINA URETRAL   | 1 dia     | 13/07/2018  |
| 920103 | <b>M. tuberculosis-complex biòpsia cutània (qPCR)</b> | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol.                                | BIOPSIA CUTÀNIA | 1 dia     | 13/07/2018  |
| 929701 | <b>Panell meningo encefalitis (LCR) (qPCR)</b>        | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                                                                                                                                          | LCR             | 3-4 hores | 13/07/2018  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                                   | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mostra                  | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 930501 | <b>Bordetella pertussis aspirat nasofaríngic (qPCR)</b> | <p>Recollir aspirat nasofaríngic o escovilló nasofaríngic o alternativament frotis nasal + frotis faríngic.<br/>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 2-3 mL de sèrum fisiològic.</p> <p>ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal.<br/>FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.</p> | ASPIRAT NASOFARINGI     | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 930504 | <b>Bordetella parapertussis nasal i faríngic (qPCR)</b> | <p>Recollir aspirat nasofaríngic o escovilló nasofaríngic o alternativament frotis nasal + frotis faríngic.<br/>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 2-3 mL de sèrum fisiològic.</p> <p>ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal.<br/>FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.</p> | EXSUDAT NASAL i FARINGI | 1 dia   | 13/07/2018  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                                | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mostra                  | Termini | Acreditació |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 930506 | <b>Panell respiratori (llarg) (qPCR)</b>             | Recollir aspirat nasofaríngic o escovilló nasofaríngic o alternativament frotis nasal + frotis faríngic.<br><br>ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal.<br>FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaríngic.                                                                                                        | EXSUDAT NASAL i FARÍNGI | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 930905 | <b>Chlamydia trachomatis exsudat faríngic (qPCR)</b> | Frotis amb escovilló sense medi de transport de les zones amb exsudat, membranes o inflamació.<br>Col·locar el escovilló en un recipient amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.                                                                                                                                                                                                                                                           | EXSUDAT FARÍNGI         | 1 dia   |             |
| 931301 | <b>Bordetella pertussis nasal i faríngic (qPCR)</b>  | Recollir aspirat nasofaríngic o escovilló nasofaríngic o alternativament frotis nasal + frotis faríngic.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 2-3 mL de sèrum fisiològic.<br><br>ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal.<br>FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaríngic. | EXSUDAT NASAL i FARÍNGI | 1 dia   | 13/07/2018  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: BIOLOGIA MOLECULAR

| Codi   | Prova                                                                   | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mostra                  | Termini | Acreditació |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 931302 | <b>Bordetella parapertussis nasal i faringi (qPCR)</b>                  | Recollir aspirat nasofaringic o escovilló nasofaringic o alternativament frotis nasal + frotis faringic.<br>Col·locar els escovillons sense medi de transport en un tub estèril amb 2-3 mL de sèrum fisiològic.<br><br>ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal.<br>FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe. | EXSUDAT NASAL i FARINGI | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 931303 | <b>Panell respiratori (curt) Grip A, Grip B, VRS, SARS-CoV-2 q(PCR)</b> | Recollir aspirat nasofaringic o escovilló nasofaringic o alternativament frotis nasal + frotis faringic.<br><br>ASPIRAT: Aspirar secrecions passant una sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal.<br>FROTIS: Passar un escovilló fi sense medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.                                                                                                        | EXSUDAT NASAL i FARINGI | 1 dia   | 13/07/2018  |
| 933707 | <b>Panell sèpsia (qPCR)</b>                                             | A partir d'hemocultiu positiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SANG                    | 2 hores | 13/07/2018  |

*Facultatius responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: COPROCULTIU PARÀSITS

| Codi   | Prova                               | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                | Mostra         | Termini  | Acreditació |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 808918 | <b>Recerca leucòcits en femta</b>   | Recollir en un recipient estèril.<br>Escollir les zones amb sang, moc o pus.                                                                                                                                         | FEMTA          | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 808920 | <b>Coprocultiu</b>                  | Recollir en un recipient estèril.<br>Escollir les zones amb sang, moc o pus.                                                                                                                                         | FEMTA          | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 808937 | <b>Recerca de paràsits en femta</b> | Recollir en un recipient estèril.<br>No son aptes mostres recollides amb escovilló.                                                                                                                                  | FEMTA          | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 809215 | <b>Test de Graham</b>               | Recollir la mostra al matí, abans de la higiene.<br>Amb un tros de paper adhesiu transparent (cel·lo) presionar els marges annals.<br>Adherir el tros de cel·lo a un portaobjectes i posar en un recipient hermètic. | EXSUDAT RECTAL | 1 dia    |             |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: COPROCULTIU PARÀSITS

| Codi   | Prova              | Condicions d'obtenció                                                                                                                | Mostra         | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 814520 | <b>Coprocultiu</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.<br>Introduir passant el esfínter anal, rotar i esperar 10-30<br>segons abans de retirar. | EXSUDAT RECTAL | 3-4 dies | 04/04/2014  |

*Facultatius responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                                                   | Mostra              | Termini  | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 809720 | <b>Cultiu exsudat òtic</b>            | Neteja de l' oïda amb un antisèptic suau.<br>Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                | EXSUDAT ÒTIC        | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 810120 | <b>Cultiu exsudat conjuntival</b>     | Evitar l'administració prèvia de col·liris, anestèsics o antibiòtics.<br>Frotis amb escovilló (humidificat amb sèrum fisiològic) amb medi de transport. | EXSUDAT CONJUNTIVAL | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 810510 | <b>Tinció de Gram exsudat abscess</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.                              | ABSCÉS              | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 810520 | <b>Cultiu exsudat abscess</b>         | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.                              | ABSCÉS              | 3-4 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                     | Condicions d'obtenció                                                                                                               | Mostra                    | Termini  | Acreditació |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 810523 | <b>Cultiu fongs abscess</b>               | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.          | ABSCÉS                    | 30 dies  | 04/04/2014  |
| 810910 | <b>Tinció de Gram exsudat apendicular</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions.<br>Si es possible, recollir fragment de teixit en un contenidor estèril. | EXSUDAT APENDICULAR       | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 810920 | <b>Cultiu exsudat apendicular</b>         | Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions.<br>Si es possible, recollir fragment de teixit en un contenidor estèril. | EXSUDAT APENDICULAR       | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 811310 | <b>Tinció de Gram ferida operatòria</b>   | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.          | EXSUDAT FERIDA OPERATÒRIA | 1 dia    | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                   | Condicions d'obtenció                                                                                                      | Mostra                       | Termini  | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|
| 811320 | <b>Cultiu exs. ferida operatòria</b>    | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT FERIDA<br>OPERATÒRIA | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 811710 | <b>Tinció de Gram ferida traumàtica</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT FERIDA<br>TRAUMÀTICA | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 811720 | <b>Cultiu exs. ferida traumàtica</b>    | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT FERIDA<br>TRAUMÀTICA | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 812120 | <b>Cultiu exsudat mossegada</b>         | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT MOSSEGADA            | 3-4 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                              | Condicions d'obtenció                                                                                                      | Mostra               | Termini  | Acreditació |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|
| 812510 | <b>Tinció de Gram peu diabètic</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT PEU DIABÈTIC | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 812520 | <b>Cultiu exsudat peu diabètic</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT PEU DIABÈTIC | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 812910 | <b>Tinció de Gram exsudat ossi</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                | EXSUDAT OSSI         | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 812920 | <b>Cultiu exsudat ossi</b>         | Frotis amb escovilló amb medi de transport o fragments de mostra.                                                          | EXSUDAT OSSI         | 3-4 dies | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: **CULTIUS GENERALS**

| Codi   | Prova                                  | Condicions d'obtenció                                                                                                             | Mostra             | Termini  | Acreditació |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 813320 | <b>Cultiu pròtesi interna</b>          | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                       | PRÒTESI INTERNA    | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 813720 | <b>Cultiu exsudat fístula</b>          | Aspiració amb xeringa i agulla de la part profunda.<br>Si no es possible, frotis amb escovilló amb medi de transport.             | EXSUDAT FÍSTULA    | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 814521 | <b>Exsud rectal (multiresistents)</b>  | Frotis amb escovilló amb medi de transport.<br>Introduir passant l' esfinter anal, rotar i esperar 10-30 segons abans de retirar. | EXSUDAT RECTAL     | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 815310 | <b>Tinció de Gram exsudat peritoni</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions.<br>Si es possible, recollir secrecions en un contenidor estèril.       | EXSUDAT PERITONEAL | 1 dia    | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                       | Mostra             | Termini  | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 815320 | <b>Cultiu exsudat peritoni</b>        | Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions.<br>Si es possible, recollir secrecions en un contenidor estèril. | EXSUDAT PERITONEAL | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 815710 | <b>Tinció de Gram exsudat cutani</b>  | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                 | EXSUDAT CUTANI     | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 815720 | <b>Cultiu exsudat cutani</b>          | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                 | EXSUDAT CUTANI     | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 816110 | <b>Tinció de Gram exsudat cremada</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.  | EXSUDAT CREMADA    | 1 dia    | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                         | Mostra            | Termini  | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 816120 | <b>Cultiu exsudat cremada</b>         | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.                                                    | EXSUDAT CREMADA   | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 816520 | <b>Cultiu exsudat umbilical</b>       | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                                                                   | EXSUDAT UMBILICAL | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 816910 | <b>Tinció de Gram líquid sinovial</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació.<br>Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu. | LÍQUID SINOVIAL   | 2 hores  | 04/04/2014  |
| 816920 | <b>Cultiu líquid articular</b>        | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació.<br>Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu  | LÍQUID SINOVIAL   | 3-4 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: **CULTIUS GENERALS**

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                       | Mostra            | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 817310 | <b>Tinció de Gram líquid ascític</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu. | LÍQUID PERITONEAL | 2 hores  | 04/04/2014  |
| 817320 | <b>Cultiu líquid ascític</b>         | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu. | LÍQUID PERITONEAL | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 817710 | <b>Tinció de Gram líquid biliar</b>  | Punció, seguint una tècnica rigurosament estèril.                                                           | LÍQUID BILIAR     | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 817716 | <b>Recerca paràsits I. biliar</b>    | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                           | LÍQUID BILIAR     | 1 dia    | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                   | Condicions d'obtenció                             | Mostra             | Termini  | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 817720 | <b>Cultiu líquid biliar</b>             | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LÍQUID BILIAR      | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 818110 | <b>Tinció de Gram LCR</b>               | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LCR                | 2 hores  | 04/04/2014  |
| 818120 | <b>Cultiu LCR</b>                       | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LCR                | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 818510 | <b>Tinció de Gram líquid pericàrdic</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LÍQUID PERICARDÍAC | 2 hores  | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                           | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mostra             | Termini  | Acreditació |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 818520 | <b>Cultiu líquid pericàrdic</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                                                                                                                                                                                             | LÍQUID PERICARDÍAC | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 818720 | <b>Cultiu llet materna</b>      | Netejar l'areola mamària i el mugró abans de la recollida.<br>Recollir abans d'una presa o després de 2 hores de la darrera presa.<br>Recollir per extracció manual (evitar qualsevol tipus d'accessori), idealment a primera hora del matí (06h00-08h00), descartant les primeres 4-5 gotes. | LLET MATERNA       | 2-3 dies | 13/07/2018  |
| 818910 | <b>Tinció de Gram punció</b>    | Punció aspiració.                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNCIÓ             | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 818920 | <b>Cultiu punció</b>            | Punció aspiració.                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNCIÓ             | 3-4 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                         | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                       | Mostra  | Termini  | Acreditació |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 819310 | <b>Tinció de Gram úlcera</b>  | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració o fragments de teixit.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.                                                            | ULCERA  | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 819320 | <b>Cultiu exsudat úlcera</b>  | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració o fragments de teixit.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.                                                            | ULCERA  | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 819710 | <b>Tinció de Gram biòpsia</b> | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.                                          | BIOPSIA | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 819720 | <b>Cultiu biòpsia</b>         | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | BIOPSIA | 3-4 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                     | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                       | Mostra            | Termini  | Acreditació |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 820116 | <b>Estudi de paràsits biòpsia cutània</b> | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | BIOPSIA CUTÀNIA   | 3-4 dies |             |
| 820120 | <b>Cultiu biòpsia cutània</b>             | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | BIOPSIA CUTÀNIA   | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 820920 | <b>Cultiu moll d'òs</b>                   | Recollir la mostra per punció-aspiració.                                                                                                                                                                    | ASPIRAT MOLL D'ÒS | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 821320 | <b>Cultiu biòpsia moll d'òs</b>           | Recollir la mostra per punció-aspiració.                                                                                                                                                                    | BIÒPSIA MOLL D'ÒS | 3-4 dies | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                               | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                       | Mostra                | Termini  | Acreditació |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 821710 | <b>Tinció de Gram teixit</b>        | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destilada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.                                            | TEIXIT                | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 821720 | <b>Cultiu teixit</b>                | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | TEIXIT                | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 822120 | <b>Cultiu biòpsia ganglionar</b>    | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | GANGLI                | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 822520 | <b>Cultiu punt inserció catéter</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                                                                                                 | PUNT INSERCIÓ CATÉTER | 2-3 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                                       | Mostra                   | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 822920 | <b>Cultiu punta catèter</b>          | Retirar el catèter i tallar 3-4 cm de la porció més distal (intravascular), introduint el segment en un contenidor estèril. | PUNTA DE CATÉTER         | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 823320 | <b>Cultiu connexió catèter</b>       | Tallar la connexió i introduir-la en un recipient estèril.                                                                  | CONNEXIÓ CATÉTER         | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 823720 | <b>Cultiu clau nutri. parenteral</b> | Tallar connexió i introduir-la en un recipient estèril.                                                                     | CLAU NUTRICIÓ PARENTERAL | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 824120 | <b>Cultiu nutrició enteral</b>       | Condicions estèrils.<br>Inocular la mostra en un flascó d'hemocultiu.                                                       | NUTRICIÓ ENTERAL         | 3 dies   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                                            | Mostra                       | Termini  | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|
| 824520 | <b>Cultiu nutrició parenteral</b>     | Condicions estèrils.<br>Inocular la mostra en un flascó d'hemocultiu.                                                                            | NUTRICIÓ PARENTERAL          | 3 dies   | 04/04/2014  |
| 824920 | <b>Cultiu aigua diàlisi</b>           | Recollir la mostra en un recipient estèril.                                                                                                      | AIGUA DIÀLISI                | 5 dies   | 04/04/2014  |
| 825320 | <b>Cultiu líquid diàlisi periton.</b> | Recollir la mostra en un recipient estèril.<br>Es pot inocular addicionalment un flascó d'hemocultiu.                                            | LÍQUID DIÀLISI<br>PERITONEAL | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 825720 | <b>Cultiu líquid rentat endoscopi</b> | Recollir després del procediment de desinfecció automàtica,<br>seguint instruccions del fabricant.<br>Recollir la mostra en un recipient estèril | LÍQUID RENTAT<br>ENDOSCOPI   | 3 dies   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: CULTIUS GENERALS

| Codi   | Prova                             | Condicions d'obtenció                                                                                                                                              | Mostra              | Termini                     | Acreditació |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 826121 | <b>Cultiu control esterilitat</b> | Condicions estèrils.<br>Inocular la mostra en un flascó d'hemocultiu.                                                                                              | CONTROL ESTERILITAT | 7 dies                      | 04/04/2014  |
| 826510 | <b>Tinció de Gram necròpsia</b>   | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. | NECROPSIA           | 1 dia                       | 04/04/2014  |
| 826520 | <b>Cultiu necropsia</b>           | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. | NECROPSIA           | 3-4 dies                    | 04/04/2014  |
| 899920 | <b>Identificació soca</b>         | Soca obtinguda en un Laboratori extern.                                                                                                                            | SOCA AÏLLADA        | 3-4 dies (30 dies si fongs) | 14/04/2014  |

*Facultatius responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: DETECCIÓ ANTIGENS

| Codi   | Prova                                   | Condicions d'obtenció                                                                                                       | Mostra           | Termini | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 800133 | <b>Detecció Ag Legionella orina FIA</b> | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig).                              | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 800135 | <b>Detecció Ag Pneumococ orina FIA</b>  | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 802933 | <b>Detecció Ag. Legionella orina IC</b> | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig).                              | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 802935 | <b>Detecció Ag. Pneumococ orina IC</b>  | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: DETECCIÓ ANTIGENS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                               | Mostra | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 808931 | <b>Detecció Adenovirus en femta</b>   | Recollir en un recipient estèril.<br>No son aptes mostres recollides amb escovilló.                                 | FEMTA  | 1 dia   |             |
| 808932 | <b>Detecció Rotavirus en femta</b>    | Recollir en un recipient estèril.<br>No son aptes mostres recollides amb escovilló.                                 | FEMTA  | 1 dia   |             |
| 808933 | <b>C difficile Toxina i Ag (GDH)</b>  | Recollir en un recipient estèril. No recollir femtes no formades.<br>No son aptes mostres recollides amb escovilló. | FEMTA  | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 808934 | <b>Detecció Ag H. pylori en femta</b> | Recollir en un recipient estèril.<br>No son aptes mostres recollides amb escovilló.                                 | FEMTA  | 1 dia   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: DETECCIÓ ANTIGENS

| Codi   | Prova                                            | Condicions d'obtenció                                                                            | Mostra | Termini | Acreditació |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 808938 | <b>Detecció Ag E histolytica_dispar en femta</b> | Recollir la femta en un recipient estèril.<br>No son aptes les mostres recollides amb escovilló. | FEMTA  | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 808939 | <b>Detecció Ag Giardia en femta</b>              | Recollir la femta en un recipient estèril.<br>No son aptes les mostres recollides amb escovilló. | FEMTA  | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 808940 | <b>Detecció Ag Cryptosporidium en femta</b>      | Recollir la femta en un recipient estèril.<br>No son aptes les mostres recollides amb escovilló. | FEMTA  | 1 dia   | 04/04/2014  |

*Facultatius responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                                             | Condicions d'obtenció                                                                                                       | Mostra                       | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| 800123 | <b>Cultiu fongs orina espontània</b>              | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA             | 30 dies | 04/04/2014  |
| 802923 | <b>Cultiu fongs orina sonda permanent</b>         | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA SONDA<br>PERMANENT     | 30 dies | 04/04/2014  |
| 804923 | <b>Cultiu fongs exsudat balano-<br/>prepucial</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                 | EXSUDAT BALANO-<br>PREPUCIAL | 30 dies | 04/04/2014  |
| 809723 | <b>Cultiu fongs exsudat òtic</b>                  | Neteja de l' oïda amb un antisèptic suau.<br>Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                    | EXSUDAT ÒTIC                 | 30 dies | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                                         | Condicions d'obtenció                                                                                                                                   | Mostra                    | Termini | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 810123 | <b>Cultiu fongs exsudat conjuntival</b>       | Evitar l'administració prèvia de col·liris, anestèsics o antibiòtics.<br>Frotis amb escovilló (humidificat amb sèrum fisiològic) amb medi de transport. | EXSUDAT CONJUNTIVAL       | 30 dies | 04/04/2014  |
| 811723 | <b>Cultiu fongs exsudat ferida traumàtica</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.                              | EXSUDAT FERIDA TRAUMÀTICA | 30 dies | 04/04/2014  |
| 812923 | <b>Cultiu fongs exsudat ossi</b>              | Frotis amb escovilló amb medi de transport o fragments de mostra.                                                                                       | EXSUDAT OSSI              | 30 dies | 04/04/2014  |
| 813723 | <b>Cultiu fongs fístula</b>                   | Aspiració amb xeringa i agulla de la part profunda.<br>Si no es possible, frotis amb escovilló amb medi de transport.                                   | EXSUDAT FÍSTULA           | 30 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                               | Mostra            | Termini | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 815723 | <b>Cultiu fongs exsudat cutani</b>   | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                         | EXSUDAT CUTANI    | 30 dies | 04/04/2014  |
| 816923 | <b>Cultiu fongs líquid articular</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació. | LÍQUID SINOVIAL   | 30 dies | 04/04/2014  |
| 817324 | <b>Cultiu fongs líquid ascític</b>   | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                   | LÍQUID PERITONEAL | 30 dies | 04/04/2014  |
| 818123 | <b>Cultiu fongs LCR</b>              | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                   | LCR               | 30 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                               | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                       | Mostra          | Termini                           | Acreditació |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 818923 | <b>Cultiu fongs punció</b>          | Punció aspiració.                                                                                                                                                                                           | PUNCIÓ          | 30 dies                           | 04/04/2014  |
| 819323 | <b>Cultiu fongs úlcera</b>          | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració o fragments de teixit.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport.                                                            | ULCERA          | 30 dies                           | 04/04/2014  |
| 819723 | <b>Cultiu fongs biòpsia</b>         | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.                                          | BIOPSIA         | 30 dies                           | 04/04/2014  |
| 820123 | <b>Cultiu fongs biòpsia cutània</b> | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | BIOPSIA CUTÀNIA | 30 dies si el resultat es negatiu | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                            | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                       | Mostra            | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 820923 | <b>Cultiu fongs moll d'òs.</b>   | Recollir la mostra per punció-aspiració.                                                                                                                                                                    | ASPIRAT MOLL D'ÒS | 30 dies | 04/04/2014  |
| 821723 | <b>Cultiu fongs teixit</b>       | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | TEIXIT            | 30 dies | 04/04/2014  |
| 827323 | <b>Cultiu fongs esput</b>        | Recollir la mostra després d'una espectoració profunda, preferentment matinal.                                                                                                                              | ESPUT             | 30 dies | 04/04/2014  |
| 827723 | <b>Cultiu fongs esput induït</b> | Induir l' esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C.<br>Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.                                                                        | ESPUT INDUÏT      | 30 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                      | Mostra                       | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| 828123 | <b>Cultiu fongs BAS</b>               | Fibrobroncoscòpia                                                          | BRONCOASPIRAT<br>SELECTIU    | 30 dies | 04/04/2014  |
| 828523 | <b>Cultiu fongs BAL</b>               | Fibrobroncoscòpia                                                          | RENTAT BRONCO-<br>ALVEOLAR   | 30 dies | 04/04/2014  |
| 828923 | <b>Cultiu fongs Barlett</b>           | Fibrobroncoscòpia. Introduir el raspall en un tub amb 1 mL de tioglicolat. | RASPALLAT BRONQ<br>(Barlett) | 30 dies | 04/04/2014  |
| 829323 | <b>Cultiu fongs aspirat bronquial</b> | Obtenció amb sonda d'aspiració.                                            | ASPIRAT BRONQUIAL            | 30 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                        | Mostra           | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 829723 | <b>Cultiu fongs exsudat nasal</b>    | Introduir un escovilló amb medi de transport uns 2 cm en el nas.                             | EXSUDAT NASAL    | 30 dies  | 04/04/2014  |
| 830123 | <b>Cultiu fongs exsudat sinusal</b>  | Punció aspiració dels sinus.                                                                 | EXSUDAT SINUSAL  | 30 dies  | 04/04/2014  |
| 830923 | <b>Cultiu fongs exsudat faringic</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport de les zones amb exsudat, membranes o inflamació. | EXSUDAT FARINGI  | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 831723 | <b>Cultiu fongs aspirat traqueal</b> | Obtenció amb sonda d'aspiració.                                                              | EXSUDAT TRAQUEAL | 30 dies  | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                                  | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                             | Mostra           | Termini  | Acreditació |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 832523 | <b>Cultiu fongs raspallat esofàgic</b> | Mostra recollida durant una fibrogastroscòpia.<br>Col·locar el raspallat esofàgic en un tub amb 1-2 mL de sèrum fisiològic.                                                                                                                       | ASPIRAT ESOFAGIC | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 832923 | <b>Cultiu fongs exsudat oral</b>       | Frotis amb escovilló amb medi de transport de les lesions.                                                                                                                                                                                        | EXSUDAT ORAL     | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 833323 | <b>Cultiu fongs líquid pleural</b>     | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                                                                                                                                                 | LÍQUID PLEURAL   | 30 dies  | 04/04/2014  |
| 833723 | <b>Cultiu fongs hemocultiu</b>         | Desinfectar els taps de goma. Localitzar la vena i desinfectar una zona de pell d'uns 5 cm de diàmetre. Guants estèrils, extreure la sang i inocular els flascons evitant l'entrada d'aire al flascó anaerobi. Inocular entre 5-10 mL per flascó. | SANG             | 30 dies  | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                        | Condicions d'obtenció                                                                                                                                            | Mostra  | Termini                           | Acreditació |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| 834113 | <b>Exàmen KOH escames</b>    | Raspallar les escames amb una fulla de bisturí, en la zona perifèrica de la lesió.<br>Recollir les escames en un recipient estèril i afegir la fulla de bisturí. | ESCAMES | 1 dia                             | 04/04/2014  |
| 834123 | <b>Cultiu fongs escames</b>  | Raspallar les escames amb una fulla de bisturí, en la zona perifèrica de la lesió.<br>Recollir les escames en un recipient estèril i afegir la fulla de bisturí. | ESCAMES | 30 dies si el resultat es negatiu | 04/04/2014  |
| 834513 | <b>Exàmen en KOH cabells</b> | Escollir els cabells afectats, tallar a 2cm i estirar del fol·licle pilós.<br>Recollir en un recipient estèril.                                                  | CABELLS | 1 dia                             | 04/04/2014  |
| 834523 | <b>Cultiu fongs cabells</b>  | Escollir els cabells afectats, tallar a 2cm i estirar del fol·licle pilós.<br>Recollir en un recipient estèril.                                                  | CABELLS | 30 dies si el resultat es negatiu | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: FONGS

| Codi   | Prova                       | Condicions d'obtenció                                                                                                                                     | Mostra | Termini                           | Acreditació |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| 834913 | <b>Exàmen en KOH ungles</b> | Tallar amb tisores fragments de les ungles afectades.<br>Ocasionalment, amb un bisturí fer raspallat suau subungual.<br>Recollir en un recipient estèril. | UNGLA  | 1 dia                             | 04/04/2014  |
| 834920 | <b>Cultiu unгла</b>         | Tallar amb tisores fragments de les ungles afectades.<br>Ocasionalment, amb un bisturí fer raspallat suau subungual.<br>Recollir en un recipient estèril. | UNGLA  | 7 dies                            | 04/04/2014  |
| 834923 | <b>Cultiu fongs ungles</b>  | Tallar amb tisores fragments de les ungles afectades.<br>Ocasionalment, amb un bisturí fer raspallat suau subungual.<br>Recollir en un recipient estèril. | UNGLA  | 30 dies si el resultat es negatiu | 04/04/2014  |

Facultatius responsables de Microbiologia:

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: HELICOBACTER

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                         | Mostra         | Termini   | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 820510 | <b>Tinció de Gram biòpsia antral</b> | Mostra recollida durant una fibrogastroscòpia.<br>Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | BIOPSIA ANTRAL | 1 dia     | 04/04/2014  |
| 820520 | <b>Cultiu biòpsia antral</b>         | Mostra recollida durant una fibrogastroscòpia.<br>Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | BIOPSIA ANTRAL | 7-10 dies | 04/04/2014  |
| 820620 | <b>Ureasa biòpsia antral</b>         | Mostra recollida durant una fibrogastroscòpia.<br>Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | BIOPSIA ANTRAL | 1 dia     | 04/04/2014  |
| 820720 | <b>Antibiograma biòpsia Antral</b>   | Mostra recollida durant una fibrogastroscòpia.<br>Col·locar en un tub estèril amb 1-2 mL de sèrum fisiològic. | BIOPSIA ANTRAL | 21 dies   | 04/04/2014  |

*Facultatius responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: HEMOCULTIUS

| Codi   | Prova      | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                              | Mostra | Termini | Acreditació |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 833720 | Hemocultiu | Desinfectar els taps de goma. Localitzar la vena i desinfectar una zona de pell d'uns 5 cm de diàmetre. Guants estèrils, extreure la sang i inocular els flascons evitant l' entrada d'aire al flascó anaerobi. Inocular entre 5-10 mL per flascó. | SANG   | 7 dies  | 04/04/2014  |

*Facultatius responsables de Microbiologia:*

*Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro*

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                                       | Mostra           | Termini | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 800112 | <b>Baciloscòpia orina espontània</b> | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 800122 | <b>Cultiu BK orina espontània</b>    | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 60 dies | 04/04/2014  |
| 800512 | <b>Baciloscòpia orina sondatge</b>   | Netejar la zona genital.<br>Obtenir la mostra per sondatge vesical.                                                         | ORINA SONDATGE   | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 800522 | <b>Cultiu BK orina sondatge</b>      | Netejar la zona genital.<br>Obtenir la mostra per sondatge vesical.                                                         | ORINA SONDATGE   | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

| Secció: MICOBACTERIS |                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |         |             |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| Codi                 | Prova                                          | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                      | Mostra                 | Termini | Acreditació |
| 800912               | <b>Baciloscòpia orina punció vesical</b>       | Seguir una asèpsia quirúrgica.<br>Orina obtinguda per punció (suprapúbica o quirúrgica)                                                                                                                    | ORINA PUNCIÓ VESICAL   | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 800922               | <b>Cultiu BK orina punció vesical</b>          | Seguir una asèpsia quirúrgica.<br>Orina obtinguda per punció (suprapúbica o quirúrgica)                                                                                                                    | ORINA PUNCIÓ VESICAL   | 60 dies | 04/04/2014  |
| 801312               | <b>Baciloscòpia orina cateterisme ureteral</b> | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora.<br>En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts. | ORINA CATÉTER URETERAL | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 801322               | <b>Cultiu BK orina cateterisme ureteral</b>    | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora.<br>En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts. | ORINA CATÉTER URETERAL | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                                             | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                   | Mostra                        | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 801712 | <b>Baciloscòpia orina nefrostomia</b>             | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora. En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts. | ORINA NEFROSTOMIA             | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 801722 | <b>Cultiu BK orina nefrostomia</b>                | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora. En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts. | ORINA NEFROSTOMIA             | 60 dies | 04/04/2014  |
| 802112 | <b>Baciloscòpia orina post-massatge prostàtic</b> | Recollir l'orina després de practicat el massatge prostàtic.                                                                                                                                            | ORINA POST MASSATGE PROSTÀTIC | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 802122 | <b>Cultiu BK orina post-massatge prostàtic</b>    | Recollir l'orina després de practicat el massatge prostàtic.                                                                                                                                            | ORINA POST MASSATGE PROSTÀTIC | 30 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                            | Condicions d'obtenció                                                                                                       | Mostra                   | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| 802912 | <b>Baciloscòpia orina</b>        | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA SONDA<br>PERMANENT | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 802922 | <b>Cultiu BK orina</b>           | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA SONDA<br>PERMANENT | 60 dies | 04/04/2014  |
| 803312 | <b>Baciloscòpia punció renal</b> | Aplicar el mateix procediment que en la punció suprapúbica<br>o obtenir mostra durant l'acte quirúrgic.                     | ORINA PUNCIÓ RENAL       | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 803322 | <b>Cultiu BK punció renal</b>    | Aplicar el mateix procediment que en la punció suprapúbica<br>o obtenir mostra durant l'acte quirúrgic.                     | ORINA PUNCIÓ RENAL       | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                             | Condicions d'obtenció                                                                                        | Mostra        | Termini | Acreditació |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 803712 | <b>Baciloscòpia orina uretral</b> | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la primera part de la micció (primer raig), en un contenidor estèril. | ORINA URETRAL | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 803722 | <b>Cultiu BK orina uretral</b>    | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la primera part de la micció (primer raig), en un contenidor estèril. | ORINA URETRAL | 60 dies | 04/04/2014  |
| 805312 | <b>Baciloscòpia semen</b>         | Obtenir la mostra per masturbació.<br>Recollir en un recipient estèril.                                      | SEMEN         | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 805322 | <b>Cultiu BK semen</b>            | Obtenir la mostra per masturbació.<br>Recollir en un recipient estèril.                                      | SEMEN         | 60 dies | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                               | Condicions d'obtenció                               | Mostra          | Termini | Acreditació |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 810512 | <b>Baciloscòpia abscess</b>         | Recollir la mostra per punció-aspiració o biòpsia.  | ABSCÉS          | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 810522 | <b>Cultiu BK abscess</b>            | Recollir la mostra per punció-aspiració o biòpsia.  | ABSCÉS          | 60 dies | 04/04/2014  |
| 813712 | <b>Baciloscòpia exsudat fístula</b> | Aspiració amb xeringa i agulla de la part profunda. | EXSUDAT FÍSTULA | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 813722 | <b>Cultiu BK exsudat fístula</b>    | Aspiració amb xeringa i agulla de la part profunda. | EXSUDAT FÍSTULA | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                               | Condicions d'obtenció                                                                                    | Mostra             | Termini | Acreditació |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 814112 | <b>Baciloscòpia aspirat gàstric</b> | Aspiració amb sonda gàstrica en dejú de 8 hores.                                                         | ASPIRAT GASTRIC    | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 814122 | <b>Cultiu BK aspirat gàstric</b>    | Aspiració amb sonda gàstrica en dejú de 8 hores.                                                         | ASPIRAT GASTRIC    | 60 dies | 04/04/2014  |
| 815322 | <b>Cultiu BK exsudat peritoni</b>   | Recollir secrecions en un contenidor estèril per punció-aspiració.<br>No recollir mostres amb escovilló. | EXSUDAT PERITONEAL | 30 dies | 04/04/2014  |
| 815712 | <b>Baciloscòpia exsudat cutani</b>  | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                              | EXSUDAT CUTANI     | 30 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                               | Mostra            | Termini | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 816912 | <b>Baciloscòpia líquid articular</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació. | LÍQUID SINOVIAL   | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 816922 | <b>Cultiu BK líquid sinovial</b>     | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es poden utilitzar tubs amb heparina per evitar la coagulació. | LÍQUID SINOVIAL   | 60 dies | 04/04/2014  |
| 817312 | <b>Baciloscòpia líquid ascític</b>   | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                   | LÍQUID PERITONEAL | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 817322 | <b>Cultiu BK líquid ascític</b>      | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                   | LÍQUID PERITONEAL | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                             | Mostra             | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 818112 | <b>Baciloscòpia LCR</b>               | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LCR                | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 818122 | <b>Cultiu BK LCR</b>                  | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LCR                | 60 dies | 04/04/2014  |
| 818512 | <b>Baciloscòpia líquid pericàrdic</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LÍQUID PERICARDÍAC | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 818522 | <b>Cultiu BK líquid pericàrdic</b>    | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril. | LÍQUID PERICARDÍAC | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                       | Condicions d'obtenció                                                                                                                                              | Mostra  | Termini | Acreditació |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 818912 | <b>Baciloscòpia punció</b>  | Punció aspiració.                                                                                                                                                  | PUNCIÓ  | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 818922 | <b>Cultiu BK punció</b>     | Punció aspiració.                                                                                                                                                  | PUNCIÓ  | 60 dies | 04/04/2014  |
| 819712 | <b>Baciloscòpia biòpsia</b> | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. | BIOPSIA | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 819722 | <b>Cultiu BK biòpsia</b>    | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació. | BIOPSIA | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                               | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                       | Mostra            | Termini | Acreditació |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 820112 | <b>Baciloscòpia biòpsia cutània</b> | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | BIOPSIA CUTÀNIA   | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 820122 | <b>Cultiu BK biòpsia cutània</b>    | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | BIOPSIA CUTÀNIA   | 60 dies | 04/04/2014  |
| 821312 | <b>Baciloscòpia biòpsia</b>         | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | BIÒPSIA MOLL D'ÒS | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 821322 | <b>Cultiu BK biòpsia</b>            | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril. En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol.    | BIÒPSIA MOLL D'ÒS | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                      | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                       | Mostra | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 821712 | <b>Baciloscòpia teixit</b> | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | TEIXIT | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 821722 | <b>Cultiu BK teixit</b>    | Escissió quirúrgica, introduint la mostra en un recipient estèril.<br>En mostres de mida petita, afegir aigua destil·lada estèril (1 mL) per evitar la dessecació.<br>No introduir mai la mostra en formol. | TEIXIT | 60 dies | 04/04/2014  |
| 827312 | <b>Baciloscòpia esput</b>  | Recollir la mostra després d'una expectoració profunda, preferentment matinal.                                                                                                                              | ESPUT  | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 827322 | <b>Cultiu BK esput</b>     | Recollir la mostra després d'una expectoració profunda, preferentment matinal.                                                                                                                              | ESPUT  | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                            | Condicions d'obtenció                                                                                                             | Mostra                 | Termini | Acreditació |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 827712 | <b>Baciloscòpia esput induït</b> | Induir l'esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria.  | ESPUT INDUÏT           | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 827722 | <b>Cultiu BK esput induït</b>    | Induir l' esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C. Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria. | ESPUT INDUÏT           | 60 dies | 04/04/2014  |
| 828112 | <b>Baciloscòpia BAS</b>          | Fibrobroncoscòpia.                                                                                                                | BRONCOASPIRAT SELECTIU | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 828122 | <b>Cultiu BK BAS</b>             | Fibrobroncoscòpia                                                                                                                 | BRONCOASPIRAT SELECTIU | 60 dies | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                       | Condicions d'obtenció                                                      | Mostra                    | Termini | Acreditació |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 828512 | <b>Baciloscòpia BAR</b>     | Fibrobroncoscòpia.                                                         | RENTAT BRONCO-ALVEOLAR    | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 828522 | <b>Cultiu BK BAR</b>        | Fibrobroncoscòpia                                                          | RENTAT BRONCO-ALVEOLAR    | 60 dies | 04/04/2014  |
| 828912 | <b>Baciloscòpia Barlett</b> | Fibrobroncoscòpia. Introduir el raspall en un tub amb 1 mL de tioglicolat. | RASPALLAT BRONQ (Barlett) | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 828922 | <b>Cultiu BK Barlett</b>    | Fibrobroncoscòpia. Introduir el raspall en un tub amb 1 mL de tioglicolat. | RASPALLAT BRONQ (Barlett) | 60 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció           | Mostra            | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 829312 | <b>Baciloscòpia aspirat bronquial</b> | Obtenció amb sonda d'aspiració. | ASPIRAT BRONQUIAL | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 829322 | <b>Cultiu BK aspirat bronquial</b>    | Obtenció amb sonda d'aspiració. | ASPIRAT BRONQUIAL | 60 dies | 04/04/2014  |
| 830122 | <b>Cultiu BK exsudat sinusal</b>      | Punció aspiració dels sinus.    | EXSUDAT SINUSAL   | 60 dies | 04/04/2014  |
| 831712 | <b>Baciloscòpia tràquea</b>           | Obtenció amb sonda d'aspiració. | EXSUDAT TRAQUEAL  | 1 dia   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: MICOBACTERIS

| Codi   | Prova                              | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                                                              | Mostra           | Termini | Acreditació |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 831722 | <b>Cultiu BK tràquea</b>           | Obtenció amb sonda d'aspiració.                                                                                                                                                                                                                    | EXSUDAT TRAQUEAL | 60 dies | 04/04/2014  |
| 833312 | <b>Baciloscòpia líquid pleural</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                                                                                                                                                  | LÍQUID PLEURAL   | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 833322 | <b>Cultiu BK líquid pleural</b>    | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.                                                                                                                                                                                                  | LÍQUID PLEURAL   | 60 dies | 04/04/2014  |
| 833722 | <b>Cultiu BK hemocultiu</b>        | Desinfectar els taps de goma. Localitzar la vena i desinfectar una zona de pell d'uns 5 cm de diàmetre. Guants estèrils, extreure la sang i inocular els flascons evitant l' entrada d'aire al flascó anaerobi. Inocular entre 5-10 mL per flascó. | SANG             | 60 dies |             |

*Facultatius responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: RESPIRATORIS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                                                | Mostra       | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 827310 | <b>Tinció de Gram esput</b>          | Recollir la mostra després d'una expectoració profunda, preferentment matinal.                                                       | ESPUT        | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 827320 | <b>Cultiu esput</b>                  | Recollir la mostra després d'una expectoració profunda, preferentment matinal.                                                       | ESPUT        | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 827710 | <b>Tinció de Gram esput induït</b>   | Induir el esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C.<br>Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria. | ESPUT INDUÏT | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 827714 | <b>Pneumocystis jiroveci esp ind</b> | Induir el esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C.<br>Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria. | ESPUT INDUÏT | 1 dia    |             |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: RESPIRATORIS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                                | Mostra                     | Termini  | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| 827720 | <b>Cultiu esput induït</b>            | Induir el esput amb nebulitzacions de sèrum fisiològic estèril a 37º C.<br>Es útil el drenatge postural o fisioteràpia respiratòria. | ESPUT INDUÏT               | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 828110 | <b>Tinció de Gram BAS</b>             | Fibrobroncoscòpia.                                                                                                                   | BRONCOASPIRAT<br>SELECTIU  | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 828120 | <b>Cultiu bronco-aspirat selectiu</b> | Fibrobroncoscòpia                                                                                                                    | BRONCOASPIRAT<br>SELECTIU  | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 828510 | <b>Tinció de Gram BAR</b>             | Fibrobroncoscòpia.                                                                                                                   | RENTAT BRONCO-<br>ALVEOLAR | 1 dia    | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: RESPIRATORIS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                      | Mostra                    | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 828514 | <b>Recerca Pneumocystis (BAR)</b>    | Fibrobroncoscòpia                                                          | RENTAT BRONCO-ALVEOLAR    | 1 dia    |             |
| 828520 | <b>Cultiu rentat bronco-alveolar</b> | Fibrobroncoscòpia                                                          | RENTAT BRONCO-ALVEOLAR    | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 828920 | <b>Cultiu Barlett</b>                | Fibrobroncoscòpia. Introduir el raspall en un tub amb 1 mL de tioglicolat. | RASPALLAT BRONQ (Barlett) | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 829310 | <b>Tinció de Gram asp. bronquial</b> | Obtenció amb sonda d'aspiració.                                            | ASPIRAT BRONQUIAL         | 1 dia    | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: RESPIRATORIS

| Codi   | Prova                              | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                | Mostra              | Termini  | Acreditació |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 829320 | <b>Cultiu aspirat bronquial</b>    | Obtenció amb sonda d'aspiració.                                                                                                                                                                      | ASPIRAT BRONQUIAL   | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 829720 | <b>Cultiu exsudat nasal</b>        | Introduir un escovilló amb medi de transport uns 2 cm en el nas.                                                                                                                                     | EXSUDAT NASAL       | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 830120 | <b>Cultiu exsudat sinusal</b>      | Punció aspiració dels sinus.                                                                                                                                                                         | EXSUDAT SINUSAL     | 3-4 dies | 04/04/2014  |
| 830520 | <b>Cultiu aspirat nasofaringic</b> | Frotis: passar escovilló fi amb medi de transport pel nas suaument fins a arribar a nasofaringe.<br>Aspirat: aspirar secrecions passant un sonda de tefló connectada a una xeringa per via pernasal. | ASPIRAT NASOFARINGI | 2-3 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: RESPIRATORIS

| Codi   | Prova                                  | Condicions d'obtenció                                                                        | Mostra                   | Termini  | Acreditació |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 830920 | <b>Cultiu exsudat faringe</b>          | Frotis amb escovilló amb medi de transport de les zones amb exsudat, membranes o inflamació. | EXSUDAT FARINGI          | 1-2 dies | 04/04/2014  |
| 831710 | <b>Tinció de Gram aspirat traqueal</b> | Obtenció amb sonda d'aspiració.                                                              | EXSUDAT TRAQUEAL         | 1 dia    | 04/04/2014  |
| 831720 | <b>Cultiu exsudat traqueal</b>         | Obtenció amb sonda d'aspiració.                                                              | EXSUDAT TRAQUEAL         | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 832120 | <b>Cultiu exsudat traqueostomia</b>    | Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport.                                      | EXSUDAT<br>TRAQUEOSTOMIA | 2-3 dies | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: RESPIRATORIS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                      | Mostra         | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 833310 | <b>Tinció de Gram líquid pleural</b> | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es pot inocular adicionalment un flascó d'hemocultiu. | LÍQUID PLEURAL | 2 hores  | 04/04/2014  |
| 833320 | <b>Cultiu líquid pleural</b>         | Punció, seguint una tècnica rigorosament estèril.<br>Es pot inocular adicionalment un flascó d'hemocultiu. | LÍQUID PLEURAL | 3-4 dies | 04/04/2014  |

*Facultatiu responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                      | Condicions d'obtenció                                                                                                       | Mostra           | Termini                                      | Acreditació |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 800110 | <b>Tinció de Gram orina espontània</b>     | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia                                        | 04/04/2014  |
| 800116 | <b>Estudi de paràsits orina espontània</b> | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 3 dies                                       | 04/04/2014  |
| 800120 | <b>Urocultiu orina espontània</b>          | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia si<br>negatiu. 2-3<br>dies si positiu. | 04/04/2014  |
| 800131 | <b>Mycoplasma orina espontània</b>         | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig),<br>en un contenidor estèril. | ORINA ESPONTÀNIA | 1 dia                                        |             |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                      | Condicions d'obtenció                                                                                | Mostra               | Termini                                | Acreditació |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|
| 800510 | <b>Tinció de Gram orina sondatge</b>       | Netejar la zona genital.<br>Obtenir la mostra per sondatge vesical.                                  | ORINA SONDATGE       | 1 dia                                  | 04/04/2014  |
| 800520 | <b>Urocultiu sondatge</b>                  | Neteja de la zona genital.<br>Obtenir la mostra per sondatge, descartant la primera part de l'orina. | ORINA CATETERISME    | 1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu. | 04/04/2014  |
| 800531 | <b>Mycoplasma orina sondatge</b>           | Netejar la zona genital.<br>Obtenir la mostra per sondatge vesical.                                  | ORINA SONDATGE       | 2 dies                                 |             |
| 800910 | <b>Tinció de Gram orina punció vesical</b> | Seguir una asèpsia quirúrgica.<br>Orina obtinguda per punció (suprapúbica o quirúrgica)              | ORINA PUNCIÓ VESICAL | 1 dia                                  | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                            | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                      | Mostra                     | Termini                                | Acreditació |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 800920 | <b>Urocultiu punció vesical</b>                  | Seguir una asèpsia quirúrgica.<br>Orina obtinguda per punció (suprapúbica o quirúrgica)                                                                                                                    | ORINA PUNCIÓ VESICAL       | 1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu. | 04/04/2014  |
| 800931 | <b>Mycoplasma orina punció vesical</b>           | Seguir una asèpsia quirúrgica.<br>Orina obtinguda per punció (suprapúbica o quirúrgica)                                                                                                                    | ORINA PUNCIÓ VESICAL       | 2 dies                                 |             |
| 801310 | <b>Tinció de Gram orina cateterisme ureteral</b> | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora.<br>En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts. | ORINA CATÉTER URETERAL     | 1 dia                                  | 04/04/2014  |
| 801320 | <b>Urocultiu cateterisme ureteral</b>            | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora.<br>En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts. | ORINA CATETERISME URETERAL | 1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu. | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                   | Condicions d'obtenció                                                                                                                                                                                      | Mostra                    | Termini                                | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 801331 | <b>Mycoplasma cateterisme ureteral</b>  | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora.<br>En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts. | ORINA CATÉTER<br>URETERAL | 1 dia                                  |             |
| 801710 | <b>Tinció de Gram orina nefrostomia</b> | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora. En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts.    | ORINA NEFROSTOMIA         | 1 dia                                  | 04/04/2014  |
| 801720 | <b>Urocultiu orina nefrostomia</b>      | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora. En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts.    | ORINA NEFROSTOMIA         | 1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu. | 04/04/2014  |
| 801731 | <b>Mycoplasma orina nefrostomia</b>     | Desinfecció i punció del dispositiu previ a la bossa col·lectora. En cas d'absència de dispositiu, desconectar la bossa, deixar gotejar 1 minut i recollir orina en un flascó estèril durant 10 minuts.    | ORINA NEFROSTOMIA         | 2 dies                                 |             |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                               | Condicions d'obtenció                                                                                                    | Mostra                        | Termini                                | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 802110 | <b>Tinció de Gram orina post-massatge prostàtic</b> | Recollir l'orina després de practicat el massatge prostàtic.                                                             | ORINA POST MASSATGE PROSTÀTIC | 1 dia                                  | 04/04/2014  |
| 802120 | <b>Urocultiu post-mas. prostàtic</b>                | Recollir l'orina després de practicar el massatge prostàtic.                                                             | ORINA POST-MASSATGE PROSTÀTIC | 1 dia si negatiu. 2-3 dies si positiu. | 04/04/2014  |
| 802131 | <b>Mycoplasma orina post-mas. prostàtic</b>         | Recollir l'orina després de practicat el massatge prostàtic.                                                             | ORINA POST MASSATGE PROSTÀTIC | 2 dies                                 |             |
| 802910 | <b>Tinció de Gram orina sonda permanent</b>         | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril. | ORINA SONDA PERMANENT         |                                        | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                   | Condicions d'obtenció                                                                                                    | Mostra                   | Termini                                      | Acreditació |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 802920 | <b>Urocultiu sonda permanent</b>        | Desinfectar el conus de la sonda.<br>Recollir amb xeringa i agulla uns 10 mL d' orina i transferir a un tub estèril.     | ORINA SONDA<br>PERMANENT | 1 dia si<br>negatiu. 2-3<br>dies si positiu. | 04/04/2014  |
| 802931 | <b>Mycoplasma orina sonda permanent</b> | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril. | ORINA SONDA<br>PERMANENT |                                              |             |
| 803310 | <b>Tinció de Gram orina</b>             | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció (descartant el primer raig), en un contenidor estèril. | ORINA PUNCIÓ RENAL       | 1 dia                                        | 04/04/2014  |
| 803320 | <b>Cultiu punció renal</b>              | Aplicar el mateix procediment que en la punció suprapúbica o obtenir mostra durant l'acte quirúrgic.                     | ORINA PUNCIÓ RENAL       | 1 dia si<br>negatiu. 2-3<br>dies si positiu. | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                                        | Mostra          | Termini  | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 803720 | <b>Urocultiu orina uretral</b>        | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la primera part de la micció (primer raig), en un contenidor estèril.                                 | ORINA URETRAL   | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 803731 | <b>Mycoplasma orina uretral</b>       | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la primera part de la micció (primer raig), en un contenidor estèril.                                 | ORINA URETRAL   | 2 dies   | 04/04/2014  |
| 804120 | <b>Urocultiu orina vesical</b>        | Neteja de la zona genital.<br>Recollir la part mitja de la micció, en un contenidor estèril                                                  | ORINA VESICAL   | 2-3 dies | 04/04/2014  |
| 804510 | <b>Tinció de Gram exsudat uretral</b> | Utilitzar escovilló fi amb medi de transport, 2 cm dins de la uretra.<br>Recollir la mostra al menys després de 2 hores de la última micció. | EXSUDAT URETRAL | 1 dia    | 04/04/2014  |



Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                                                      | Mostra                       | Termini | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| 804520 | <b>Cultiu exsudat uretral</b>        | Utilitzar escovilló fi amb medi de transport, 2 cm dins de l'uretra.<br>Recollir la mostra al menys després de 2 hores de l'última micció. | EXSUDAT URETRAL              | 4 dies  | 04/04/2014  |
| 804521 | <b>Cultiu Mycoplasma ex. uretral</b> | Utilitzar escovilló fi amb medi de transport.<br>Recollir la mostra al menys després de 2 hores de l'última micció.                        | EXSUDAT URETRAL              | 2 dies  | 04/04/2014  |
| 804920 | <b>Cultiu exsudat balano-prepuci</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                                | EXSUDAT BALANO-<br>PREPUCIAL | 4 dies  | 04/04/2014  |
| 805310 | <b>Tinció de Gram semen</b>          | Obtenir la mostra per masturbació.<br>Recollir en un recipient estèril.                                                                    | SEMEN                        | 1 dia   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                   | Mostra          | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 805318 | <b>Recerca leucòcits en semen</b>     | Obtenir la mostra per masturbació.<br>Recollir en un recipient estèril. | SEMEN           | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 805320 | <b>Cultiu de semen</b>                | Obtenir la mostra per masturbació.<br>Recollir en un recipient estèril. | SEMEN           | 4 dies  | 04/04/2014  |
| 805321 | <b>Recerca Mycoplasma en semen</b>    | Obtenir la mostra per masturbació.<br>Recollir en un recipient estèril. | SEMEN           | 2 dies  | 04/04/2014  |
| 805710 | <b>Tinció de Gram exsudat vaginal</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                             | EXSUDAT VAGINAL | 1 dia   | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                 | Condicions d'obtenció                                                                                                     | Mostra                      | Termini | Acreditació |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 805720 | <b>Cultiu exsudat vaginal</b>         | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                               | EXSUDAT VAGINAL             | 4 dies  | 04/04/2014  |
| 805721 | <b>Recerca Mycoplasma ex. vaginal</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                               | EXSUDAT VAGINAL             | 2 dies  | 04/04/2014  |
| 805724 | <b>S. agalactiae frotis vaginal</b>   | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                               | EXSUDAT VAGINAL             | 2 dies  | 04/04/2014  |
| 806124 | <b>S. agalactiae vaginal-rectal</b>   | Frotis amb escovilló amb medi de transport.<br>Recollir primer el frotis vaginal i posteriorment el frotis rectal. RECTAL | EXSUDAT VAGINAL -<br>RECTAL | 2 dies  | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                      | Condicions d'obtenció                                                                                                                                      | Mostra               | Termini | Acreditació |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 806510 | <b>Tinció de Gram exsudat endocervical</b> | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 1 dia   | 04/04/2014  |
| 806520 | <b>Cultiu exsudat endocervical</b>         | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 4 dies  | 04/04/2014  |
| 806521 | <b>Recerca Mycoplasma ex. endocer</b>      | Introduir un espèculum sense lubricants i netejar les secrecions vaginals amb un escovilló sec.<br>Recollir la mostra amb escovilló amb medi de transport  | EXSUDAT ENDOCERVICAL | 2 dies  | 04/04/2014  |
| 806920 | <b>Cultiu exsudat uterí</b>                | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                                                | EXSUDAT UTERÍ        | 4 dies  | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                                | Condicions d'obtenció                                                                                                      | Mostra                    | Termini  | Acreditació |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 807320 | <b>Cultiu exsudat trompa uterina</b> | Recollir la mostra preferentment per punció-aspiració.<br>Si no es possible, recollir amb escovilló amb medi de transport. | EXSUDAT TROMPA<br>UTERINA | 4 dies   | 04/04/2014  |
| 807720 | <b>Cultiu placenta</b>               | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                | PLACENTA                  | 4 dies   | 04/04/2014  |
| 808120 | <b>Cultiu loquios</b>                | Frotis amb escovilló amb medi de transport.                                                                                | LOQUIOS                   | 4 dies   |             |
| 808520 | <b>Cultiu líquid amniòtic</b>        | Punció aspiració.                                                                                                          | LÍQUID AMNIÒTIC           | 4-5 dies | 04/04/2014  |

Versió: 5.2      Data: 22/1/2024

### Secció: UROGENITALS

| Codi   | Prova                              | Condicions d'obtenció                                                                                                                | Mostra         | Termini | Acreditació |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| 814524 | <b>S. agalactiae frotis rectal</b> | Frotis amb escovilló amb medi de transport.<br>Introduir passant el esfínter anal, rotar i esperar 10-30<br>segons abans de retirar. | EXSUDAT RECTAL | 2 dies  | 04/04/2014  |

*Facultatiu responsables de Microbiologia:*

**Javier Casal Martínez / Mercedes Andonegui Navarro**

### Informació general del laboratori

Per consultes, es pot trucar al telèfon de l'administració del laboratori  
Els informes finals de resultats es poden consultar a l'app d'Andorra Salut  
El laboratori disposa de les dades d'incertesa analítica de les proves.

#### **Reclamacions:**

Les queixes i reclamacions poden formular-se directament a l'administració del laboratori o,  
alternativament, al servei d'atenció a l'usuari del SAAS (planta 0 de l'hospital), que disposa d'un  
formulari específic.